



Datos técnicos:


REACCIÓN DE LA CAPA VERDE

- 1 No es necesario frotar
- 2 Limpia y desinfecta las lentillas
- Para todo tipo de lentes, incluidas las hidrogel de silicona y las Ortho-K
- 4 Peróxido + comprimido bicapa
- 5 Sin conservantes
- 6 Eliminación definitiva de proteínas y depósitos









Sistema de limpieza, desinfección y eliminación de proteínas en 2 horas

Actúa mejor y más rápido que las soluciones únicas.

En 2 horas se obtiene el más alto rendimiento en limpieza y desinfección.

El comprimido bicapa después de eliminar las proteínas, limpiar y desinfectar las lentes, convierte el peróxido de hidrógeno en una solución salina inocua para los ojos con una



